

FARE UN ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG) CON KARDIA

Istruzioni per il Caregiver in 4 passi

QUANDO?

Porta Kardia sempre con te, in tasca o nel portafogli, oppure attaccalo dietro il telefono con la clip inclusa.

Usalo secondo le istruzioni del medico, e/o in presenza di batticuore e palpitazioni.

COME?


- 1**

aprire l'app
- 2**

appoggiare le dita sugli elettrodi
- 3**


attendere almeno 30 secondi
- 4**

stampare l'ECG o inviarlo al Cardiologo



Consigli :

IN PERSONE CHE NON COLLABORANO O CON FORTI TREMORI E' ANCHE POSSIBILE APPOGGIARE KARDIA DIRETTAMENTE SUL TORACE




Istruzioni dettagliate 

KARDIA PER IL CAREGIVER IN 4 PASSI

1. Scarica sul telefono l'applicazione gratuita Kardia [^] e crea un account. Al bisogno, aprila e clicca su "Registra il tuo ECG".

2. Avvicina Kardia al telefono e fai appoggiare delicatamente due dita di ogni mano (se possibile bagnate con acqua o alcol) sulle parti in ferro



3. Fai una registrazione di almeno 30 secondi mantenendo le dita in posizione



4. Alla fine viene visualizzato un primo referto e la frequenza cardiaca. Cliccando su "Email ECG" lo si può stampare o inviare al medico con Whatsapp o email. Gli ECG rimangono tutti nella sezione "cronologia" e si possono vedere e far vedere al medico alla prima visita



Per ogni necessità fare riferimento al libretto di istruzioni oppure



Chiamare il 3936609248



Scrivere a assistenza@quiver.store